

Bienenaktiv



Varroamilbe giftfrei bekämpfen!

- schonende Behandlung
- umweltfreundlich
- gesunde und aktive Bienen

Die Sauna für Bienen

... und warum sie entwickelt wurde

Auf Anregung eines unserer langjährigen Kunden haben wir mit „Hanni“, dem Imker und seit Jahrzehnten tätigen Biobauern Kontakt aufgenommen.

Hanni teilte sein Wissen über die Bienen mit uns und berichtete über die Problematik und die negativen Auswirkungen mit der Varroamilbe.

Er ist fest davon überzeugt, **die Varroamilbe mit Wärme und Feuchte im Bienenstock zu besiegen**. Zudem möchte er, als überzeugter Biobauer **die Verwendung von Gift in jeglicher Form vermeiden**.

Bienenaktiv ist mit einer Heizung, einem Lüfter, einem Luftbefeuchter und einer elektronischen Temperatur- und Feuchterege­lung ausgestattet.

- Abends - wenn die Bienen im Bienenstock sind - den Deckel der Beute abnehmen, Bienenaktiv aufsetzen und die Beute verschließen
- Früh in den Morgenstunden mit der Behandlung beginnen
- Wasserschale füllen, Befeuchter einsetzen, Plexiglasfenster zuschieben
- Temperatur auf 42 / 44 °C und Feuchte auf 50 / 60 rH einstellen
- Empfohlene Behandlungsdauer ca. 3 Stunden
- Nach der Behandlung die Beute öffnen, damit die Bienen den Bienenstock verlassen können
- Eventuell Temperatur- und Feuchteinstellung der Umgebung anpassen und das Plexiglasfenster öffnen

Im Sommer 2017 haben wir mit verschiedenen Aufbauten von Temperatur- und Feuchtegeräten begonnen, an Hannis Bienenstöcken Tests durchzuführen.


Diese sauna-ähnliche Behandlung war erfolgreich gegen die Varroamilbe und zeigte einen erfreulichen Nebeneffekt.

Nach der Behandlung haben die Bienen einen frischen, munteren und gesunden Eindruck hinterlassen - sie waren aktiv.

Wir haben mit **Bienenaktiv** begonnen.



Bienenaktiv



Die Fa. Horst Rock GmbH steht für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektronischer Produkte. U.a. stellen wir seit Jahrzehnten Elektronikregelungen für Brutmaschinen her.

Dies machte es möglich, für die Bienensauna auf vorhandene Elektronik sowie unser Wissen und unsere Erfahrung zurückzugreifen.

Technische Daten

- Abmessung: l = 520 mm, b = 430 mm, h = 155 mm
Adapterrahmen für andere Beuten sind nach Maßangabe zu bestellen
- Gewicht: 5 kg
- Einsatz: für Kaltbau, (Warmbau auf Anfrage)
- Betriebsspannung: 230 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 290 Watt
- Anzeige: LCD-Display
- Einstellbereich: Temperatur 20 °C bis 45 °C
Feuchtigkeit 15 rH bis 80 rH
- Schutzart: IP 20



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Preis / Stk.
Bienenaktiv	komplett zum Aufsetzen auf Kaltbau, (Warmbau auf Anfrage)	€ 488,00 inkl. MwSt.